



Het bepalen van het suikergehalte in wijn.

Yves Beeken

19-02-2019


1. Suikergehalte of densiteit meten met densimeter

- ▶ Wordt gemeten met een densimeter (hydrometer) of refractometer
- ▶ In een maatglas met geklaard sap wordt de densimeter neergelaten en de densiteit wordt afgelezen:
- ▶ Hier +/- 1069° Oechsle



2. Suikergehalte of densiteit meten met refractometer

- Een druppel sap wordt onder de klep gelegd
- Door de lens kijken en de densiteit wordt afgelezen: 1025°



Metten van het suiker gehalte

- ▶ Meten van de densiteit van de vloeistof in fles 1
- ▶ Meten van de densiteit van de vloeistof in fles 2
- ▶ Meten van de densiteit van de vloeistof in fles 3